



	<p>la voie veineuse centrale, le personnel de réanimation cardio-respiratoire et de soins avancés en réanimation traumatologique verra en ce simulateur le simulateur idéal.</p> <p>Les caractéristiques internes comprennent un muscle remplaçable et une section de l'os, la veine sous-clavière, jugulaire interne, jugulaire externe et la carotide.</p> <p>Le cou du simulateur est positionné vers la gauche, ce qui permet de voir assez facilement l'identité du point de repère.</p> <p>Modifié pour satisfaire les standards des services de réanimation cardio-respiratoire et de soins avancés en réanimation traumatologique, ce simulateur a fait ses preuves dans le domaine médical des urgences.</p>			
16	<p>Simulateur Adulte de ponction lombaire :</p> <p>Les techniques d'injection spinale incluent la rachianesthésie, la rachicentèse, l'analgésie périurale, l'analgésie caudale, le bloc du nerf pudendal et le bloc sympathique lombaire.</p> <p>Des qualités de simulation excellentes, ainsi qu'une colonne vertébrale facile à remplacer et une peau remplaçable.</p> <p>La colonne vertébrale peut être remplie de liquide et mise en position assise ou latérale pour la pratique de l'injection.</p> <p>Les sections L1 et L2 de la colonne vertébrale sont clairement visibles.</p> <p>La portion fonctionnelle de ce modèle d'injection inclut les vertèbres L3-L5 ainsi que le sacrum et le coccyx.</p> <p>Il comprend une poche d'alimentation en fluide avec les raccords, le manuel d'instruction et une valise de transport rigide.</p>	02	280 000,00	560 000,00
17	<p>Simulateur pédiatrique de ponction lombaire:</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prélèvement de liquide cérébro-spinal • Injections intrathécales • Mesure de la pression du liquide cérébro-spinal <p>• Positionnement et introduction de l'aiguille</p> <p>• Palpation des repères</p> <p>• Préparation de la peau</p> <p>• Ciblé sur les compétences clés des procédures pédiatriques de ponction lombaire</p> <p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correct et palpable d'un point de vue anatomique • Bonne position du corps • Tampon lombaire facile à remplacer • Résistance réaliste • Le faux LCS coule lorsque la ponction a réussi <p>Il inclut le nourrisson pédiatrique pour ponction lombaire sur un tableau solide, un tampon pour ponction lombaire avec épine et tube spinal, une poche pour intraveineuse avec tube, de la poudre pour bébé, une valise de transport rigide et le manuel d'instructions.</p>	02	110 000,00	220 000,00